



fluored®

Kit **REF** HT - RFS100
para 100 determinaciones

fluored® es un kit desarrollado
por Halotech DNA que permite la
microscopía de fluorescencia



Consultar Instrucciones de uso



Referencia del producto



Número de lote



Fecha de caducidad



Fabricante



Contiene cantidad suficiente
para "n" ensayos



Limitación de temperatura



Mantener seco



Uso solo para investigación

Aplicación

El kit de tinción para microscopía de fluorescencia fluored® es un accesorio para visualizar los resultados obtenidos usando halosperm®, halosperm®G2, dyn-halosperm® y halomax® mediante microscopía de fluorescencia.

Cada kit contiene

Reactivo A, Fluorocromo Rojo (40x): 200 µl
Reactivo B, Medio de Montaje: 200 µl

Material y equipo requerido no incluido en el kit

Tubos Eppendorf, Micropipetas, Cubreobjetos (20x20 mm o 24x24 mm), Refrigerador a 4°C, Microscopio de Fluorescencia.

Muestras

Preparaciones procesadas con halosperm®, halosperm®G2 dyn-halosperm® y halomax®

Protocolo

1. Mezclar el Reactivo A con el Reactivo B en una proporción 1: 1.
2. Depositar 2 µl de la mezcla sobre la preparación.
3. Cubrir con un cubreobjetos.
4. Visualizar la preparación mediante microscopía de fluorescencia usando el filtro de excitación correcto.

Limitaciones

Limitaciones de la longitud de onda: Las preparaciones teñidas con este kit deben comprobarse bajo microscopía de fluorescencia: excitación a 300 nm, emisión a 595 nm.

Precauciones

Solo para uso por profesionales.

Solo para uso en investigación.

Este reactivo se une a los ácidos nucleicos y debe tratarse como un mutágeno potencial. Utilice guantes desechables cuando lo manipule.

Condiciones de almacenamiento

Almacenar a 2-8 °C.

fluored® es una marca registrada por halotech DNA, S.L.

C/ Faraday, 7 Parque Científico de Madrid / Edificio CLAIID / Campus de Cantoblanco / 28049 Madrid
Tel: + 34 91 279 69 50 / www.halotechdna.com / info@halotechdna.com